

Fiche Composant

Ecrou Easy Click CD60



Le produit : présentation

L'écrou Easy Click CD60 est un accessoire en matériau plastique associé à la tige Easy Click (120 ou 200mm).

Le produit : pour quoi faire ?

L'assemblage d'un écrou Easy Click CD60 à chaque extrémité d'une tige Easy Click (120 ou 200mm) permet la réalisation de l'appui intermédiaire Easy Click CD60 sur fourrure Knauf CD60.

Celui-ci est utilisé dans les systèmes :

- Contre-cloison Organic Easy Click
- Contre-cloison Danoline Easy Click

Il permet un ajustement simple et rapide de la planéité verticale de la fourrure Knauf CD60 par rotation de l'écrou.

Caractéristiques :

Dénomination	ECROU EASY CLICK CD60
Hauteur (mm)	22
Code article	594962
Code EAN	3551660431552
Conditionnement (pces/bte)	50

Documents de référence

- Mise en œuvre conformément à :
FSYS Contre-cloison Organic Easy Click
FSYS Contre-cloison Danoline Easy Click

Rappel :

1 appui intermédiaire Easy Click CD60 = 2 écrous Easy Click CD60 + 1 tige Easy Click (120 ou 200mm)

